

Date _____

Student Name _____

Examined Clinical Skill : _____

	Actions/ step-by-step instructions for completing a task by an accredited person	A. Adequate execution	B. Inadequate execution
1	Establish contact with the patient (say hello, introduce yourself, identify your role)	1	1
2	Identify the patient (asked the patient to introduce himself to check with the med.documentation)	1	1
3	Get informed consent of the patient (a story about the procedure, questions about consent and whether there are questions)	1	1
4	Prepare the equipment	3	3
5	Hygienically treat the hands before the start of manipulation	3	3
6	Assess the patient's position and readiness	4	4
7	Treat the places where the electrodes were applied with an antiseptic	4	4
8	Smear with gel the intended places of installation of the electrodes	4	4
9	Correctly connect (check the connection) the electrodes with the wires	4	4
10	Correctly install the electrode with the red marking (R) on the right hand	5	5
11	Correctly install the electrode with the yellow marking (L) on the left hand	5	5
12	Correctly install the electrode with the green marking (F) on the left leg	5	5
13	Correctly install the electrode with the black marking (N) on the right leg	5	5
14	Correctly install the thoracic electrode C1 (V1) - marking red - in the IV intercostal space at the edge of the sternum on the right	5	5
15	Correctly install the thoracic electrode With 2 (V2) - marking yellow - in the IV intercostal space at the edge of the sternum on the left	5	5
16	Correctly installed the chest electrode C4 (V4) - marking brown - in the V intercostal space along the left midclavicular line	5	5
17	Correctly installed the chest electrode C3 (V3) - marking green – between the electrodes C2 (V2) and C4 (V4)	5	5
18	Correctly install the thoracic electrode C5 (V5) - marking black – in the V intercostal space along the anterior axillary line	5	5
19	Correctly installed the chest electrode C6 (V6) - marking purple –in the V intercostal space along the middle axillary line	5	5
20	Properly prepare and turn on the ECG machine to work	5	5
21	Correctly set the settings of the electrocardiograph	5	5
22	Correctly record from the electrocardiograph	5	5
23	Remove the electrodes from the patient only after switching off the electrocardiograph	2	2
24	Remove the remaining gel and treat the electrodes	2	2
25	Treat hands in a hygienic way after the procedure	2	2
26	Sign the ECG tape	2	2
27	Does not do other unregulated and unsafe actions	2	2
	The number of points awarded to the accredited person in total according to the checklist	A-B	

Дата _____

Ф.И.О студента _____

Проверенный Клинический Навык : _____

	Действия/ пошаговые инструкции для выполнения задания аккредитуемого лица	А Адекватное выполнени е	В Неадекват ное выполнен
1	1. Установил контакт с пациентом (поздоровался, представился, обозначил свою роль)	1	1
2	Идентифицировал пациента (попросил пациента представиться, чтобы сверить с мед.документацией)	1	1
3	Получил информированное согласие пациента (рассказ о процедуре, вопросы о согласии и о наличии вопросов)	1	1
4	Подготовил оборудование	3	3
5	Гигиенически обработал руки до начала манипуляции	3	3
6	Оценил положение и готовность пациента	4	4
7	Обработал места наложения электродов антисептиком	4	4
8	Смазал гелем предполагаемые места установки электродов	4	4
9	Правильно соединил (проверил соединение) электроды с проводами	4	4
10	Правильно установил электрод с красной маркировкой (R) на правую руку	5	5
11	Правильно установил электрод с желтой маркировкой (L) на левую руку	5	5
12	Правильно установил электрод с зеленой маркировкой (F) на левую ногу	5	5
13	Правильно установите электрод с черной маркировкой (N) на правую ногу	5	5
14	Правильно установил грудной электрод C1 (V1) - маркировка красный - в IV межреберье у края грудины справа	5	5
15	Правильно установил грудной электрод C2 (V2) - маркировка желтый - в IV межреберье у края грудины слева	5	5
16	Правильно установил грудной электрод C4 (V4) - маркировка коричневый - в V межреберье по левой среднеключичной линии	5	5
17	Правильно установил грудной электрод C3 (V3) - маркировка зеленый – между электродами C2 (V2) и C4 (V4)	5	5
18	Правильно установил грудной электрод C5 (V5) - маркировка черный – в V межреберье по передней подмышечной линии	5	5
19	Правильно установленный грудной электрод C6 (V6) - маркировка фиолетового цвета – в V межреберье вдоль средней подмышечной линии	5	5
20	Правильно подготовил и включил аппарат ЭКГ к работе	5	5
21	Правильно выставил настройки электрокардиографа	5	5
22	Правильно осуществил запись с электрокардиографа	5	5
23	Снял электроды с пациента только после отключения электрокардиографа	2	2
24	Удалил остатки геля и обработал электроды	2	2
25	Обработал руки гигиеническим способом после процедуры	2	2
26	Подписал пленку ЭКГ	2	2
27	Не делал другие нерегламентированные и небезопасные действия	2	2
	Общее количество баллов, начисленных аккредитованному лицу в соответствии с контрольным списком	A-B	